

# Mikrofon stołowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI





Wprowadzenie	2
Wskaźniki	8
Użytkowanie	12
Parowanie	13
Codzienne użytkowanie	16
Korzystanie z mikrofonu	21
Podłączanie zasilacza	22
Słuchawki przewodowe	23
Rozwiązywanie problemów	25
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	27
Informacje prawne	30

### Wprowadzenie


Mikrofon stołowy Starkey to urządzenie wspomagające słyszenie oraz streamer telewizyjny. Przesyła dźwięk bezpośrednio do bezprzewodowych aparatów słuchowych 2,4 GHz. Główne tryby użytkowania:

- Mikrofon stołowy: przesyłanie głosu mówcy z wybranego kierunku w następujących trybach:
  - Automatyczny
  - Manualny
    - Pojedynczy kierunek
    - Podwójny kierunek
  - Wszechkierunkowy
- Zdalny mikrofon: przesyłanie głosu osoby noszącej urządzenie
- TV Streamer: strumieniowe przesyłanie audio przy użyciu wejścia microUSB


**Strumieniowanie** – Dźwięk przesyłany bezprzewodowo z mikrofonu stołowego bezpośrednio do aparatów słuchowych.

## Zawartość opakowania

- Mikrofon stołowy
- Zasilacz oraz kabel: USB-to-MicroUSB
- Wtyczki dla krajów:
  - USA
  - Europa
  - Australia
  - Anglia
- Instrukcja użytkownika
- Woreczek
- Słuchawki przewodowe
- Kabel do strumieniowania TV
- Smycz
- Silikonowe opakowanie



- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Wejście MicroUSB                 | 7. Wejście Audio 3.5mm |
| 2. Kierunkowość - przycisk dotykowy | 8. Głośność +/-        |
| 3. Wskaźniki                        | 9. Mikrofony           |
| 4. Tryb automatyczny                |                        |
| 5. Przycisk zmiany trybu            |                        |
| 6. Przycisk zasilania               |                        |



**10.** Przycisk parowania

**11.** Magnetyczny zaczep do zawieszenia smyczy

### 1. Wejście MicroUSB

- Ładowanie za pomocą kabla USB-MicroUSB
- Strumieniowanie dźwięków za pomocą kabla TV

### 2. Kierunkowość - przycisk dotykowy

- Manualny wybór jednego lub podwójnego kierunku

### 3. Wskaźniki

- Wskaźnik wybranej kierunkowości
- Wskaźniki operacyjne informujące o:
  - o Poziomie naładowania
  - o Zasilaniu
  - o Poziomie baterii
  - o Statusie parowania
  - o Głośności
  - o Łączności Line-in/out

### 4. Tryb automatyczny

- Włączony wskazuje na tryb Automatyczny
- Wyłączony wskazuje na Wszechkierunkowość lub tryb Manualny

### 5. Przycisk zmiany trybu

- Przełącza między trybem Automatycznym, a Wszechkierunkowym

### 6. Przycisk zasilania

- Naciśnij, aby Włączyć/Wyłączyć



### **7. Wejście 3.5mm audio jack**

- Do podłączenia słuchawek przewodowych

### **8. Głośność +/-**

- Dostosowanie poziomu głośności

### **9. Mikrofon**

- Zbiera głos mówcy

### **10. Przycisk parowania**

- Łączy z aparatami słuchowymi






### **11. Magnetyczny zaczep do powieszenia**

- Do używania jako Zdalny Mikrofon




## Wskaźniki

### Wskaźniki operacyjne

	<p><b>Ładowanie</b></p> <p>Zielone wskaźniki informują o poziomie naładowania baterii. Każdy wskaźnik reprezentuje około 1 godziny. Migający zielony wskaźnik informuje o aktualnym poziomie naładowania.</p> <p>Jeśli urządzenie jest ładowane podczas użytkowania, wszystkie zielone wskaźniki na krótko przerywają działanie innych funkcji, dopóki akumulator nie będzie w pełni naładowany.</p>
	<p>Pomarańczowe wskaźniki informują o naładowaniu baterii umożliwiającym działanie urządzenia mniej niż 2 godziny.</p>
	<p>Czerwony wskaźnik informuje o naładowaniu baterii umożliwiającym działanie urządzenia mniej niż 1 godzinę. Migający wskazuje na rozładowaną baterie.</p>

	<p><b>Położenie produktu</b></p> <p>Aby uzyskać najlepszą wydajność, upewnij się, że przyciski głośności i zasilania skierowane są w Twoją stronę.</p>
	<p><b>Połączenie Line-in</b></p> <p>Biały górny wskaźnik wskazuje połączenie Line-in (np. Dźwięk telewizora).</p>
	<p><b>Połączenie Line-out</b></p> <p>Biały dolny wskaźnik wskazuje połączenie Line-in (słuchawki).</p>
	<p><b>Głośność +</b></p> <p>Biały górny wskaźnik miga, gdy głośność jest zwiększana.</p>
	<p><b>Głośność -</b></p> <p>Biały dolny wskaźnik miga, gdy głośność jest zmniejszana.</p>

## Wskaźniki parowania

	<b>Migający niebieski "nawias"</b>	Szuka aparatów słuchowych
	<b>Stały zielony "nawias"</b>	Parowanie zakończone
	<b>Stały czerwony "nawias"</b>	Parowanie przerwane/ nieudane




*Sprawdź „Parowanie” na stronie 13, aby uzyskać więcej informacji na temat parowania aparatów słuchowych.*

**Wskaźniki strumieniowania**

	<p><b>Automatyczny</b></p> <p>Wskaźnik Trybu Automatycznego (O) stały niebieski.</p> <p>Niebieski wskaźnik informuje o aktywnym kierunku słuchania</p>
	<p><b>Manualny pojedynczy/ podwójny</b></p> <p>Jeden lub dwa niebieskie wskaźniki informują o wybranym kierunku/ kierunkach słuchania.</p>
	<p><b>Wszechkierunkowy</b></p> <p>Wszystkie niebieskie wskaźniki włączone .</p>

## Użytkowanie

1. Aby włączyć Mikrofon stołowy, wciśnij przycisk Zasilania
2. Zielony wskaźnik poinformuje o poziomie naładowania baterii.
3. Upewnij się, że aparaty słuchowe są włączone.
4. Aby uruchomić strumieniowanie, otwórz aplikację Thrive na smartfonie i uruchom tryb strumieniowanie na ekranie Akcesoria.
5. Aby dostosować poziom głośności strumieniowanego dźwięku wciśnij przycisk +/-
6. Aby wyłączyć strumieniowanie, wyłącz Mikrofon.



**Uwaga:** Jeśli używasz mikrofonu po raz pierwszy, najpierw należy sparować aparaty słuchowe z urządzeniem. Patrz **Parowanie z aparatami słuchowymi** „Parowanie” na stronie 13.

## Parowanie

Aby Mikrofon stołowy działał z aparatami słuchowymi, najpierw należy go sparować z każdym aparatem słuchowym. Ta czynność wykonywana jest tylko raz, ponieważ mikrofon stołowy i aparaty słuchowe powinny się automatycznie rozpoznawać.

Aby sparować Mikrofon stołowy z aparatami słuchowymi:


1. Upewnij się, że Twoje aparaty słuchowe nie są podłączone do pobliskich urządzeń Bluetooth®. Aby to zrobić:

- Wyłącz Bluetooth w Twoim telefonie.
- Wyłącz znajdujące się w pobliżu akcesoria Starkey Hearing Technologies TV lub zdalny mikrofon + , które wcześniej sparowałeś z aparatami słuchowymi
- Wyłącz, a następnie włącz aparaty słuchowe.


***Uwaga:*** W przypadku systemu CROS wyłącz zarówno aparat słuchowy, jak i nadajnik CROS. Włącz tylko aparat słuchowy, upewniając się, że nadajnik CROS pozostaje wyłączony.

*\* Typowy zasięg działania wynosi do 10 metrów (~ 30 stóp). Zasięg działania może zostać zmniejszony przez czynniki środowiskowe, takie jak przeszkody, zakłócenia i położenie ciała. Możliwe są większe odległości operacyjne, chociaż jakość dźwięku i łączność mogą się pogorszyć.*

2. Umieść aparaty słuchowe w odległości 15cm od Mikrofonu



3. Przytrzymaj Przycisk Parowania przez 2 sekundy i umieść Mikrofon stołowy ekranem do góry na płaskiej powierzchni. Migające niebieskie "nawiasy" oznaczają, że urządzenie jest gotowe do sparowania.





## 4. Dla 2 aparatów słuchowych:

Lewy Nawias	Prawy Nawias	Status parowania	Następny krok
(	)	Oba aparaty zostały sparowane	Ukończony
(	)	Tylko lewy aparat został sparowany	Powtórz 1 – 3
(	)	Tylko prawy aparat został sparowany	Powtórz 1 – 3
(	)	Oba aparaty nie zostały sparowane	Powtórz 1 – 3

## 5. Dla 1 aparatu słuchowego:

Lewy Nawias	Prawy Nawias	Status parowania	Następny krok
(		Lewy aparat został sparowany	Ukończony
	)	Prawy aparat został sparowany	Ukończony
(		Lewy aparat nie został sparowany	Powtórz 1 – 3
	)	Prawy aparat nie został sparowany	Powtórz 1 – 3

## Codzienne użytkowanie

### Włączanie zasilania

Wciśnij przycisk zasilania przez 1 sekundę.

### Wyłączanie zasilania



Wciśnij przycisk zasilania przez 1 sekundę. Zielony wskaźnik poinformuje o poziomie naładowania baterii, następnie urządzenie wyłączy się.

### Słaba bateria

Wskaźniki świecą na czerwono. Równoległe sygnał dźwiękowy jest przesyłany do aparatów słuchowych co 15 minut.

### Ładowanie akumulatora

Podłącz koniec kabla microUSB do gniazda microUSB w mikrofonie stołowym. Podłącz koniec USB kabla ładującego do gniazda USB w zasilaczu. Pełne naładowanie zasila mikrofon stołowy na **12 godzin** strumieniowania. Całkowite naładowanie urządzenia zajmuje około **2 godzin**.



## Tryb strumieniowania konwersacji




Mikrofon stołowy to wszechstronne i inteligentne urządzenie.

Automatycznie podąża za głównym źródłem dźwięku (mowy) w cichych lub hałaśliwych środowiskach akustycznych, aby zapewnić najlepsze zrozumienie mowy. Mikrofon stołowy pozwala wyłączyć tryb automatyczny i ręcznie wybrać do dwóch mówców w grupie. Tryb Wszechkierunkowy jest zoptymalizowany do dyskusji w dużej grupie w cichych środowiskach akustycznych.

## Tryb grupowy

Umieść mikrofon stołowy na środku stołu, aby dobrze słyszeć grupę ludzi. Aby jeszcze lepiej rozumieć mowę, zawsze zbliżaj mikrofon stołowy do rozmówcy.

<b>Automatyczny</b>	
	<p>Gdy zaświeci się wskaźnik trybu automatycznego, mikrofon stołowy głównym mówcą.</p> <p>Jeśli wskaźnik trybu automatycznego jest wyłączony, dotknij przycisk Tryb Automatyczny / Wszechkierunkowy, aby go włączyć.</p>

<p><b>Jedno źródło dźwięku</b></p> 	<p>Stuknij dowolny wskaźnik aby skupić się na określonym źródle dźwięku (mowy).</p>
<p><b>Dwa źródła dźwięku</b></p> 	<p>Naciśnij i przytrzymaj (1 sekundę) drugi wskaźnik, aby skupić się na dodatkowym źródle dźwięku (mowy).</p>
<p><b>Wszechkierunkowy</b></p> 	<p>Naciśnij przycisk Trybu Automatem / Wszechkierunkowy, aby słuchać wielu osób w cichych środowiskach akustycznych.</p> <p>Naciśnij przycisk Trybu Automatem / Wszechkierunkowy, aby powrócić do trybu automatycznego.</p>

## Strumieniowanie TV (Line-in)

Strumieniowanie dźwięku z telewizora do aparatów słuchowych.

 <p>Audio</p>	<p>Włóż kabel strumieniowania TV do gniazda microUSB Mikrofonu stołowego.</p> <p>Włóż wtyczkę 3,5 mm kabla TV do przesyłania strumieniowego do gniazda audio telewizora.</p>
 <p>USB</p> <p>Audio</p> <p>microUSB</p>	<p>Aby naładować mikrofon stołowy podczas przesyłania strumieniowego dźwięku z telewizora, możesz włożyć wtyczkę microUSB kabla ładującego do gniazda microUSB</p> <p>Włóż wtyczkę USB kabla ładującego do gniazda zasilania.</p> <p>Podłącz zasilacz do gniazdzka ściennego.</p>

## **Włączanie/Wyłączanie Auto Strumieniowania**

Strumieniowe przesyłanie dźwięku z mikrofonu stołowego można uruchamiać lub zatrzymywać na różne sposoby:


- **Włączenie Mikrofonu stołowego:**  
Autostrumieniowanie włączy się automatycznie
- **Pilot Starkey Hearing Technologies :** Jeśli protetyk słuchu skonfigurował to ustawienie, naciśnij przycisk Ulubione.
- **Kontrola użytkownika aparatu słuchowego:** Jeśli protetyk słuchu skonfigurował to ustawienie, wykonaj odpowiedni "gest" (np. długie naciśnięcie kontrolki użytkownika) może rozpocząć / zatrzymać transmisję.

Strumieniowe przesyłanie dźwięku zatrzyma się również po wyłączeniu mikrofonu stołowego.

W aparatach słuchowych odtwarzany jest dźwięk sygnalizujący rozpoczęcie / zakończenie transmisji audio.


## Noszenie Mikrofonu stołowego

Mikrofon stołowy można nosić na dołączonej smyczy. Powinien być umieszczony na środku w odległości 20 cm (8 ") od ust mówcy.




## Smycz


- Przymocuj zaczep magnetyczny z tyłu mikrofonu stołowego. Upewnij się, że jest prawidłowo włożony i zabezpieczony.



- Umieść smycz na szyi. Aby wyregulować długość, przytrzymaj cylinder i pociągnij zamknięcie.




- Kiedy mikrofon stołowy jest noszony przez mówcę, górny wskaźnik zaświeci się na 3 sekundy.




## Montaż zasilacza

Mikrofon stołowy zawiera różne konfiguracje wtyczek do użytku w różnych krajach. Jeśli zasilacz wymaga montażu:


1. Wybierz odpowiednią wtyczkę dla Twojego kraju.



2. Wsuń wtyczkę do zasilacza




3. Aby usunąć wtyczkę, naciśnij przycisk i wysuń wtyczkę z kabla..





## Słuchawki przewodowe



**1. Miękki uchwyt**

- Opcjonalnie, dla indywidualnego dopasowania i komfortowego noszenia

**2. Nasadki douszne (małe/średnie/duże)**

- Dla precyzyjnego dopasowania

**3. Pilot**

- Szybki dostęp do funkcji

**4. Głośność +/-**

- Dostosowanie głośności strumieniowanego dźwięku

**5. Przełącznik trybów**

- Przełącza tryby Manualny oraz Wrzechkierunkowy  
Przełącznik trybów

**6. Wtyczka Audio 3,5mm**

## Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Jeden lub oba aparaty słuchowe nieoczekiwanie przestają strumieniować dźwięk	Aparaty słuchowe mogą być poza zasięgiem bezprzewodowym	Zmniejsz zasięg do Mikrofonu stołowego.
	Poziom naładowania baterii jest za niski do strumieniowania dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wymień baterie na nową.</li> <li>Naładuj akumulator.</li> </ul>
	Duży przedmiot, taki jak meble lub ściana, może osłabiać sygnał.	Aparaty słuchowe powinny znajdować się w zasięgu Mikrofonu stołowego.
	Utracono połączenie bezprzewodowe z Mikrofonem stołowym.	Aby ponownie uruchomić strumień audio, wykonaj czynności opisane w sekcji Włącz/ Wyłącz przesyłanie strumieniowe audio.
Strumieniowany dźwięk jest zniekształcony	Niski poziom baterii w Mikrofonie stołowym.	Naładuj Mikrofon stołowy.
	Głośność źródła dźwięku nie jest wystarczająca.	Dostosuj poziom głośności źródła dźwięku, aż do uzyskania lepszej jakości.
Strumieniowany dźwięk jest niespójny	Urządzenie może znajdować się na granicy zasięgu bezprzewodowego.	Przenieś urządzenie Bluetooth bliżej Mikrofonu stołowego.
Strumieniowany dźwięk jest za głośny lub za cichy	Głośność strumieniowanego dźwięku z Mikrofonu stołowego dźwięku nie jest wystarczająca.	Naciśnij przycisk głośności + lub - na Mikrofonie stołowym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Tryb Mikrofonu stołowego: Problem z usłyszeniem mówcy w hałaśliwym otoczeniu	Mikrofon stołowy może znajdować się zbyt daleko od mówcy.	Przesuń Mikrofon stołowy bliżej ust mówcy.
Tryb Zdalnego Mikrofonu : Problem z usłyszeniem mówcy w hałaśliwym otoczeniu	Mikrofon stołowy może być przykryty odzieżą lub źle położony.	Zapewnij odpowiednie ułożenie Mikrofonu stołowego u mówcy.
Strumieniowa -ny dźwięk nie jest słyszalny w aparatach słuchowych	Aparaty słuchowe nie są sparowane z Mikrofonem stołowym.	Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Parowanie.
	Brak przychodzącego sygnału audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Włącz elektroniczne źródło dźwięku.</li> <li>• Wyłącz wyciszenie lub zwiększ głośność w elektronicznym źródle dźwięku.</li> </ul>
Urządzenie nie odpowiada	Możliwy błąd urządzenia	<p>Naciśnij przycisk zasilania przez 8 sekund, aby wymusić wyłączenie.</p> <p>Włącz urządzenie.</p>

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

### Wymagane informacje



Utylizacja sprzętu elektronicznego musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w Polsce

### Instrukcje dotyczące usuwania starej elektroniki

Starkey Hearing Technologies informuje, iż lokalne przepisy mogą wymagać, aby Mikrofon stołowy został zutilizowany w ramach lokalnego procesu recyklingu / utylizacji elektroniki.

Poniższe instrukcje są przeznaczone dla personelu zajmującego się utylizacją / recyklingiem. Podczas utylizacji Mikrofonu stołowego dołącz instrukcje użytkownika.

### Tylko dla personelu zajmującego się utylizacją / recyklingiem

Ten produkt zawiera baterię litowo-jonową. Aby usunąć tę baterię:

- Wyłączyć urządzenie.
- Podważyć połowę obudowy małym śrubokrętem.
- Przetnij przewody akumulatora, aby zapobiec przypadkowemu zwarceniu.
- Podważ akumulator za pomocą szerokiego płaskiego ostrza.

### Przeznaczenie

Mikrofon stołowy to urządzenie wspomagające słyszenie, które przesyła dźwięk za pomocą słuchawek przewodowych lub aparatów słuchowych 2,4 GHz. Gdy noszony przez mówcę lub używany w hałaśliwym otoczeniu, działa jako zdalny mikrofon. Może być również używany jako Streamer TV po podłączeniu do wyjścia audio telewizora.

Mikrofon stołowy został zaprojektowany zgodnie ze standardami Międzynarodowej Kompatybilności Elektromagnetycznej. Nadal jednak mogą występować zakłócenia spowodowane przez zakłócenia linii energetycznej, wykrywacze metali na lotniskach, pola elektromagnetyczne z innych urządzeń medycznych, sygnały radiowe i wyładowania elektrostatyczne.

Mikrofon stołowy należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką zwilżoną wodą z mydłem.

Jeśli używasz innych urządzeń medycznych lub nosisz wszczepialne urządzenia medyczne, takie jak defibrylatory lub rozruszniki serca, i obawiasz się, że mikrofon stołowy może powodować zakłócenia pracy urządzenia medycznego, skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby uzyskać informacje na temat ryzyka zakłóceń. Mikrofonu stołowego nie należy używać podczas procedury MRI ani w komorze hiperbarycznej. Mikrofon stołowy nie posiada formalnego certyfikatu do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, takich jak kopalnie węgla lub niektóre fabryki chemiczne.

### Korzystanie z urządzenia w samolotach

Mikrofonu stołowego nie należy używać w samolotach, chyba że personel pokładowy wyraźnie na to zezwoli.

### Regulacje międzynarodowe

Mikrofon stołowy jest zatwierdzony do pracy na częstotliwościach radiowych właściwych dla twojego kraju lub regionu i może nie zostać zatwierdzony do użytku poza twoim krajem lub regionem.

Należy pamiętać, że działanie podczas podróży międzynarodowych może powodować zakłócenia w pracy innych urządzeń elektronicznych lub inne urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia działania mikrofonu stołowego.

Mikrofon stołowy został zaprojektowany do pracy i przechowywania w zakresie temperatur od -10°C (14°F) do 45°C (113°F) i zakresie wilgotności względnej 10%-95%.

Zgodnie z przepisami obowiązującą nas następujące ostrzeżenia:

**UWAGA:** Należy unikać używania mikrofonu stołowego bezpośrednio przy innym sprzęcie elektronicznym, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie jest konieczne, zwróć uwagę, czy Twój aparat słuchowy i inny sprzęt działają normalnie.

**UWAGA:** Korzystanie z akcesoriów, komponentów lub części zamiennych innych niż dostarczone przez producenta mikrofonu stołowego może spowodować wzrost emisji elektromagnetycznej i zmniejszenie odporności elektromagnetycznej oraz może pogorszyć działanie.

**UWAGA:** Jeżeli przenośny sprzęt komunikacyjny o częstotliwości radiowej jest używany bliżej niż 30 cm (12 ") od mikrofonu stołowego, może to spowodować pogorszenie działania aparatu słuchowego. W takim przypadku odsuń się od sprzętu komunikacyjnego

Pomimo, że Mikrofon stołowy nie jest formalnie certyfikowany (stopień ochrony IP) na ochronę przed kurzem lub wnikaniem wody, zgodnie z IEC 60529, został przetestowany do poziomu IP 52. Oznacza to, że mikrofon stołowy jest chroniony przed kurzem.

Baterii mikrofonu stołowego nie można wymienić. Mikrofon stołowy nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Nie otwieraj go ani nie modyfikuj.

Nie podłączaj mikrofonu stołowego do żadnych urządzeń nieopisanych w tym podręczniku. Przewidywany okres użytkowania mikrofonu stołowego wynosi 3 lata.

### **Bezprzewodowość- opis techniczny**

Mikrofon stołowy działa w paśmie 2,4-2,4835 GHz z maksymalną efektywną mocą promieniowania wynoszącą 8 dBm z typem modulacji transmisji 1M12FXD i pasmem 1,1 MHz. Sekcja odbiornika radia ma szerokość pasma 2 MHz.

## Informacje prawne

FCC ID: 2AS2V-TM10

IC: 24964-TM10

### Informacje FCC/IC

To urządzenie jest zgodne z punktem 15 przepisów FCC oraz z przepisami ISED Canada. Urządzenie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie tego urządzenia.

**UWAGA:** Producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia ze strony radia oraz odbiornika telewizyjnego spowodowane przez nieautoryzowane modyfikacje tego urządzenia. Takie modyfikacje są równoznaczne z przyjęciem przez użytkownika wyłącznej odpowiedzialności za stosowanie urządzenia

Niniejszym Nuance Hearing oświadcza, że mikrofon stołowy Starkey Hearing Technologies jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami oraz odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53 / UE. Kopie deklaracji zgodności można uzyskać pod adresem [info@nuancehear.com](mailto:info@nuancehear.com)



**Nuance Hearing**

24 Raoul Wallenberg

St. Tel Aviv 6971920

Israel



**Nuance Hearing**

Packhorse Lane

Bibury Cirencester

GL7 5NT England

Starkey Laboratories Poland Sp.zo.o.

Wirazowa 119

2-145 Warszawa



To urządzenie wytwarza energię  
o częstotliwości radiowej.  
Zakłócenia mogą wystąpić w  
pobliżu urządzeń z następującym  
oznaczeniem



Utylizuj w odpowiedni sposób



Zapoznaj się z instrukcją obsługi







Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Starkey podlega licencji.

Starkey i Thrive są zastrzeżonymi znakami towarowymi Starkey Laboratories, Inc.

© 2020 Starkey. All Rights Reserved.  
86334-007 03/20 BKLT3072-00-EE-SG  
3006 EN V15